OptoMedical

КАТАЛОГ

NEXA

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛЕЩИ НА СКЛАД 3
- 1.50 UC / 1.56 SHMC 4
- 1.61 SHMC 5
- 1.61 ULTRABLUE 420 BLUECUT 6
- 1.61 ULTRABLUE 420 ACHROMA / 1.61 ULTRABLUE 420 LV + DRIVE 7
- 1.67 SHMC / 1.56 SHMC Q - ACTIVE UV 400 8
- 1.61 Q - ACTIVE ULTRABLUE 420 LV + DRIVE / 1.50 SHMC TRASITIONS GEN S 9
- Технологии 10

ЕДНОФОКУСНИ ЛЕЩИ 11
- TORIC 12
- PRIME 13
- Основни характеристики 14

ПРОГРЕСИВНИ ЛЕЩИ 15
- PREMIUM PRO 16
- HORIZON PRO 17
- EXCELLENS PRO 18
- ATELIER PRO 19
- PROVIEW 20
- Основни характеристики 21
- Бюро за продажби с вградена центрираща система 22

ДИГИТАЛНИ ЛЕЩИ 23
- OFFICE screens 24
- COMPUTER ADD 25
- RELAX 26
- ACOMMODA 27
- Myopia menagament 28

КОНРОЛ МИОПИЯ 29
- Дизайн HRS 30
- Дизайн HRC 31
- Дизайн MYOBALANCE 32

БИФОКАЛНИ ЛЕЩИ 33
- BIFO FT28 34
- INVIS 35
- Оборудване за оптика - работилница 36

МИНЕРАЛНИ ЛЕЩИ 37
- МОНО / БИФОКАЛ 38
- MAGIC Pro 39
- Диоптромери 40

СЕРВИЗ 41

Всички лещи FreeForm NEXA са изработени в EU и имат всички сертификати за качество.

NEXA е запазена марка в EU на Optomedical Ltd. Bulgaria.



СКЛАДОВИ ЛЕЩИ

СКЛАД

1.50 UC

Еднофокусна безцветна леща


Покритие	Цена	Код
UC	€ 5,00	NE0XA60

Abbe 58
UV Защита - 355 nm

Доставка - 1 работен ден

Бюджетна еднофокусна леща подходяща за цяла рамка.

Опции	
Оцветяване Едноцветно / Преливка	+€ 18,00
Антирефлекс Предна / Задна страна	+€ 8,00
Огледално покритие	+€ 40,00



СКЛАД

1.56 SHMC

Еднофокусна безцветна леща със сферичен дизайн

Покритие	Цена	Код
SHMC	€ 12,00	NE2XA40


Abbe 38
UV Защита - 380 nm

Доставка - 1 работен ден

Бюджетна еднофокусна леща подходяща за цяла рамка.



Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Зелено
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	–
Нощно шофиране	–



Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

СКЛАД

1.61 SHMC

Еднофокусна безцветна леща с асферичен дизайн

HD Strong

Покритие	Цена	Код
SHMC	€ 28,00	NE4XA80

Abbe 42
UV Защита - 400nm

Доставка - 1 работен ден



Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Зелено
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	–
Нощно шофиране	–


- Еднофокусна леща с асферичен дизайн, подходяща за всички видове рамки (цяла рамка, корда и глазант).
- 20% по тънка от 1.56 SHMC, по-висока пропускливост на светлината, по-твърд материал- срещу надраскване и счупване.
- Защита от ултравиолетовата светлина 400 nm.


1.56 SHMC




1.61 SHMC









Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

СКЛАД

1.61 ULTRABLUE 420 BLUECUT

Еднофокусна безцветна леща със защита от синя светлина, вградена в стъкломасата с асферичен дизайн

HD Strong PC

Покритие	Цена	Код
BLUECUT	€ 35,00	NE7XA00

Abbe 42
UV Защита - 420nm

Доставка - 1 работен ден



Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Синьо
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	–

- Еднофокусна леща със асферичен дизайн, подходяща за всички видове рамки (цяла рамка, корда и глазант).
- Вградена защита от вредната синя светлина в материала на стъкломасата.
- Подходяща за хора, които работят с електронни устройства и на изкуствена LED светлина.


ULTRABLUE 420


Ниско отражение
Кристално чист основен цвят
Висока разделителна способност
Висока пропускливост на светлина

Обикновена Bluecut леща

Високо отражение
Жълтеникав основен цвят
Ниска пропускливост на светлина







75
70
65

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

СКЛАД

1.61 ULTRABLUE 420 ACHROMA

Еднофокусна безцветна леща със защита от синя светлина, вградена в стъкломасата с асферичен дизайн


HD Strong PC

Покритие	Цена	Код
Achroma	€ 60,00	NE7XA80

Abbe 42
UV Защита - 420 nm

Доставка - 1 работен ден

Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Безцветно
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	–



- Еднофокусна леща с асферичен дизайн подходяща за всички видове рамки (цяла рамка, корда и глазант).
- Вградена защита от вредната синя светлина в материала на стъкломасата.
- Подходяща за хора, които работят с електронни устройства и на изкуствена LED светлина.
- Подходяща за хора, които не искат цветни отблясъци по повърхността на лещата.

СКЛАД

1.61 ULTRABLUE 420 LV + DRIVE

Еднофокусна безцветна леща със защита от синя светлина вградена в стъкломасата и антирефлексен слой за шофиране с асферичен дизайн

HD Strong PC Drive


Покритие	Цена	Код
LV + Drive	€ 70,00	NE8XA40

Abbe 42
UV Защита - 420 nm

Доставка - 1 работен ден



Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Светло лилаво / Рубин
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	✓



- Еднофокусна леща с асферичен дизайн подходяща за всички видове рамки (цяла рамка, корда и глазант)
- Вградена защита от вредната синя светлина в материала на стъкломасата.
- Подходяща за хора, които работят с електронни устройства на изкуствена LED светлина.
- Подходяща за хора, които извършват дейности на открито.
- Подходяща за хора, които шофират ежедневно.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

СКЛАД

1.67 SHMC

Еднофокусна безцветна леща с асферичен дизайн


HD Strong

Покритие	Цена	Код
SHMC	€ 48,00	NE8XA20

Abbe 34
UV Защита - 400nm
Доставка - 1 работен ден

Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Зелено
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	–
Нощно шофиране	–





- Еднофокусна леща с асферичен дизайн, подходяща за цяла рамка и корда.
- 20% по-тънка от 1.61 SHMC, твърд материал - срещу надраскване и счупване, защита от ултравиолетовата светлина 400 nm.

PHOTOCHROM

СКЛАД

1.56 SHMC Q - ACTIVE UV 400

Еднофокусна фотохромна леща със защита от синя светлина, вградена в стъкломасата и с асферичен дизайн

HD Color PC


Сиво Кафяво

Покритие	Цена	Код
SHMC	€ 24,00	NE4XA80

Abbe 38
UV Защита - 400 nm
Доставка - 1 работен ден
Не потъмнява зад стъклото на автомобила

Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Зелено
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	–





- Бюджетна еднофокусна асферична фотохроматична леща подходяща за цяла рамка.
- Затъмнение до 88%, нова технология **Quick Active** за бързо потъмняване и изсветляване на лещата, 100% защита от ултравиолетовата светлина, вградена защита за синя светлина в стъкломасата.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

PHOTOCHROM

СКЛАД

1.61 Q - ACTIVE ULTRABLUE 420 LV + DRIVE

Еднофокусна фотохромна леща с асферичен дизайн и вградена защита в стъкломасата, допълнителен рефлексен слой за отблясъци при шофиране

HD Strong PC Drive

Сиво Кафяво




Покритие	Цена	Код
LV + Drive	€ 90,00	NE15XA00

Abbe 42
UV Защита - 420 nm

Доставка - 1 работен ден

Не потъмнява зад стъклото на автомобила

Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Светло лилаво / Рубин
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	✓



- Еднофокусна фотохроматична леща с асферичен дизайн, подходяща за всички видове рамки (цяла рамка, корда и глазант).
- Затъмнение до 90%, нова технология **Quick Active** за бързо потъмняване и изсветляване на лещата, 100% защита от ултравиолетовата светлина, вградена защита за синя светлина в масата.
- Подходяща за хора, които работят с електронни устройства и на изкуствена LED светлина.
- Подходяща за хора, които шофират ежедневно.

Transitions Gen S

СКЛАД

1.50 SHMC Transitions Gen S

Еднофокусна фотохромна леща със сферичен дизайн и защита от синя светлина, вградена в стъкломасата

HD Color PC

Сиво Кафяво




Покритие	Цена	Код
SHMC	€ 88,00	NE24XA00

Abbe 58
UV Защита - 400nm

Доставка - 2 работни дни

Не потъмнява зад стъклото на автомобила

Твърдо покритие	✓
Антирефлексно покритие	Зелено
Антистатично покритие	✓
Хидрофобно покритие	✓
Липофобно покритие	✓
Защита синя светлина	✓
Нощно шофиране	—



- Еднофокусна фотохроматична леща със сферичен дизайн, подходяща за цяла рамка.
- Блокира 100% от UVA и UVB лъчите.
- Филтрира 32% от ултравиолетовата светлина на закрито и 55% в активирано състояние.
- Достигат максимално затъмняване за около 25 секунди на пряка слънчева светлина.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Технологии, включени при изработка на лещи NEXA



ERGOTECH

Оптималната ергономичност е от съществено значение за осигуряване на визуален комфорт при гледане на обекти.Чрез тест, проведен върху хиляди потребители за измерване на визуалното поведение, беше получен оптималният ъгъл на вертикално завъртане. Технологията **ErgoTECH** използва тези данни, за да избере автоматично идеалния канал на лещата. Идеалният канал, дефиниран със стъпка от 0,01 мм, е дължината на канала, която предлага оптимална ергономична позиция за всеки потребител.



THINTECH

Естетика и лекота на максимум. Патентованата технология **ThinTECH** позволява промени в кривината на лещата, за да се преодолеят обичайните производствени ограничения и да се постигне напълно оптимизирана леща, която пасва на действителната рамка. Благодарение на уникалния производствен процес, технологията позволява максимално намаляване на дебелината на лещата по действителната форма на рамката. Това означава най-тънката и лека възможна леща.



CLEANVIEW

Разчупване на границите в дизайна на прогресивните лещи. Аберациите са присъщи характеристики на прогресивната повърхност. Те се усещат от потребителя като замъгляване, което създава дискомфорт и замаяност. Технологията **CleanVIEW** е в състояние да намали нежелания астигматизъм до най-ниското възможно ниво, осигурявайки несравними зрителни полета в прогресивните лещи.



OPTIBALANCE

Перфектна стабилност за бинокулярно зрение. Балансиране и минимизиране на количеството аберации от двете страни на канала. Този уникален математически алгоритъм решава присъщия дисбаланс на астигматизма между носната и темпоралната област на прогресивните лещи. Благодарение на технологията **OptiBALANCE**, лещите предлагат сходни количества нежелан астигматизъм от двете страни на канала.




MESHTECH

Прецизна оптика във всички посоки на зрение. Оптимизирайте лещите за действителната позиция на носене. Подобрена оптика, независимо от рамката или рецептата. Технология, която позволява изчисляването и оптимизирането на лещите за действителната позиция на носене. Всяка леща в рамката е в различна позиция. Разработете лещата според действителната позиция на носене, което е важно, за да се избегнат аберации, които са отговорни за намаляването на зрителната острота.



DIGITECH

Адаптиране на лещите към дигиталния свят. Цифровите устройства промениха нашето възприятие за зрението. В продължение на много години почти всеки използва цифрови устройства и те се използват от много хора, не само от малък процент от населението. Технологията **DigiTECH** оптимизира лещите, като променя конфигурацията на каналите, за да осигури комфортно и остро зрение при използване на цифрови устройства.



ЕДНОФОКУСНИ ЛЕЩИ

TORIC

Еднофокусна леща Free Form с асферичен дизайн

Предимства:

- По-широко зрително поле
- По-малко аберации в периферията
- По-добър комфорт при продължително носене
- Допълнително изтъняване за естетика
- Персонализация по рамка



TORIC

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

	TORIC			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 76,00	€ 106,00	€ 126,00	€ 176,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 86,00	€ 116,00	€ 156,00	€ 206,00
PHOTOCHROM	€ 136,00	€ 146,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 196,00	€ 246,00	€ 286,00	€ 386,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 146,00	€ 196,00	€ 246,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

THINTECH

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

TORIC - еднофокусна диоптрична леща изработена с **FreeForm** технология. Обработка на цялата повърхност на лещата с 6 400 цифрови точки . Изчистена от аберации по цялото зрително поле, разширена периферия за комфортен и ясен образ.

Подходящи за хора с по-високи диоптри или специфични зрителни нужди.

Препоръчва се за хора, които носят постоянно очила и изискват комфортно виждане без напрежение.

С включена технология **ThinTECH**.

Индивидуална изработка и персонализация.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

PRIME

Еднофокусна леща Free Form със сферичен дизайн

Предимства:

- По-широко ясно зрително поле
- По-малко аберации в периферията
- По-добър комфорт при продължително носене



PRIME

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

	PRIME			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 56,00	€ 86,00	€ 106,00	€ 156,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 66,00	€ 96,00	€ 136,00	€ 186,00
PHOTOCHROM	€ 116,00	€ 126,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 176,00	€ 226,00	€ 266,00	€ 366,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 126,00	€ 176,00	€ 226,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

PRIME - еднофокусна диоптрична леща изработена с **FreeForm** технология. Обработка на цялата повърхност на лещата с 6 400 цифрови точки. Изчистена от аберации по цялото зрително поле, разширена периферия за комфортен и ясен образ.

Препоръчва се за хора, които носят постоянно очила и изискват виждане без напрежение.

Индивидуална изработка и персонализация.

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО


Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Основни характеристики

	TORIC	PRIME
ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ		
Междузенично разстояние	✓	✓
Височина на монтаж	✓	✓
Вертексна дистанция	✓	
Базова кривина на рамката	✓	
ПРАВИЛА ЗА ЦЕНТРИРАНЕ		
Информация за поръчка	Sph / Cyl / A Рефракция за далече	Sph / Cyl / A Рефракция за далече
Предна/задна повърхност	Aspherical / Freeform	Spherical / Freeform



Персонализация на RX лещи



При поръчка въведете индивидуалните данни на клиента:

- Диоптри по рецепта и добавка ADD
- Монокулярна пупилна дистанция (MPD)
- Височина на центриране на зеницата (SEGHT)
- Размери на рамката (VBOX/HBOX/DBL)
- Пантоскопичен ъгъл (PANTO)
- Ъгъл на инклинация (ZTILT)
- Задна вертексна дистанция (BVD)
- Работно поле за близко разстояние (NPD)

Производствен диапазон

ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Ø 55 / 65 (кръг или овал)	-10.00 / +9.00	-10.00 / +9.00	-13.00 / +10.00	-15.00 / +14.00
Ø 65 / 70 (кръг или овал)	-10.00 / +9.00	-10.00 / +8.00	-13.00 / +10.00	-14.00 / +8.00
Ø 70 / 75 (кръг или овал)	-10.00 / +7.00	-10.00 / +6.00	-12.00 / +6.00	-9.00 / +5.00
Ø 75 / 80 (кръг или овал)	-7.00 / +4.00	-5.00 / +4.00	-5.00 / +4.00	-7.00 / +4.00

CYL ≤ 6.00 dpt Призма ≤ 6.00 dpt

ЗАБЕЛЕЖКА:

- **Персонализацията** подобрява геометрията на лещата и ще получите перфектни лещи по отношение на дебелини и диаметър. Лещите ще бъдат изработени като кръг или овал и децентрирани за по-голяма естетика.
- Извън диапазон по отношение на диаметър и призми с допълнително запитване към фабриката.



ПРОГРЕСИВНИ ЛЕЩИ

PREMIUM PRO

Основен клас: Изработва се в два дизайна според диоптричните стойности на клиента

Предимства:

- Подходящи за хора, които използват прогресивни лещи за първи път
- Плавен преход между различните визуални зони
- Подходящи за всеки вид пресбиопия
- Добра адаптация



PREMIUM PRO **Hard**



PREMIUM PRO ***Soft***

Дължина на прогресивен коридор	6	8	10

Минимална височина на центриране	18	20	22

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	PREMIUM Pro			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 86,00	€ 106,00	€ 126,00	€ 166,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 106,00	€ 126,00	€ 156,00	€ 226,00
PHOTOCHROM	€ 116,00	€ 156,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 196,00	€ 246,00	€ 296,00	€ 366,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 136,00	€ 186,00	€ 206,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€38,00	-
Призма над 3.00 dpt.	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00
Оптимизация	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

CLEANVIEW

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

PREMIUM PRO - прогресивните лещи предлагат максимален комфорт на всички разстояния и отлични оптични характеристики. Идеални за ежедневни дейности, Благодарение на асиметричния дизайн и баланса между назална и темпоралната зона, бинокулярното зрение се подобрява, а възприятието е по-естествено.

Два вида дизайни ще задоволят дори най-взискателните потребители:

ТВЪРД /HARD/	Подходящ за потребители, които вече са носили прогресивни лещи
МЕК /SOFT/	Подходящ за потребители, които за първи път се запознават с прогресивни лещи – плавните преходи осигуряват на потребителя голям комфорт и удобство

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

HORIZON PRO

Среден клас: Изработва се в два дизайна според диоптричните стойности на клиента



HORIZON **HARD**



HORIZON ***SOFT***

Предимства:

- По-широки зрителни зони
- Зрителен комфорт в ежедневната дейност
- Подходящи за хора, които използват прогресивни лещи за първи път
- Плавен преход между различните визуални зони
- Подходящи за всеки вид пресбиопия
- Бърза адаптация

Дължина на прогресивен коридор	4	6	8	10

Минимална височина на центриране	16	18	20	22

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	HORIZON Pro			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 116,00	€ 136,00	€ 156,00	€ 196,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 136,00	€ 156,00	€ 176,00	€ 236,00
PHOTOCHROM	€ 146,00	€ 196,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 216,00	€ 266,00	€ 316,00	€ 386,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 166,00	€ 216,00	€ 246,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Призма над 3.00 dpt.	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00
Оптимизация	включено	включено	включено	включено

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

OPTIBALANCE

CLEANVIEW

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Прогресивните лещи **HORIZON PRO** са проектирани да отговорят на всички зрителни нужди на потребителите. С използването на нови технологии, зрителните нужди на потребителите на прогресивни лещи се променят, като те все повече се фокусират върху близко и средно разстояние. В тези области потребителите се нуждаят от допълнителен комфорт без напрежение в очите. Прогресивните лещи ще бъдат допълнително персонализирани за всеки потребител според лицето му, навиците му на носене и рамката.

По-широки зони от **PREMIUM PRO**.

Два вида дизайни ще задоволят дори най-взискателните потребители:

ТВЪРД /HARD/	Подходящ за потребители, които вече са носили прогресивни лещи
МЕК /SOFT/	Подходящ за потребители, които за първи път се запознават с прогресивни лещи – плавните преходи осигуряват на потребителя голям комфорт и удобство

EXCELLENS PRO

Среден клас: Изработва се в два дизайна според диоптричните стойности на клиента



EXELLENS **HARD**



EXELLENS ***SOFT***

Предимства:

- Подходящи за хора, които използват прогресивни лещи за първи път
- По-широки зрителни зони
- Зрение с висока резолюция по цялата площ на лещата
- Плавен преход между различните визуални зони
- Подходящи за всеки вид пресбиопия
- Бърза адаптация

Дължина на прогресивен коридор	4	6	8	10
Минимална височина на центриране	16	18	20	22

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	EXCELLENS Pro			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 146,00	€ 166,00	€ 186,00	€ 226,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 166,00	€ 186,00	€ 206,00	€ 266,00
PHOTOCHROM	€ 176,00	€ 226,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 246,00	€ 296,00	€ 34600	€ 416,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 196,00	€ 246,00	€ 276,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH
CLEANVIEW
OPTIBALANCE
DIGITECH

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ
Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО
PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

Прогресивната леща **EXELLENS PRO** е първокласен продукт на **FreeForm** технологията. Индивидуална прогресивна леща, базирана на зрителните нужди и начина на живот на потребителя.

Тази леща предлага високо ниво на персонализация, отлични оптични характеристики и оптимизация, с които зоните за гледане са значително разширени, като същевременно се намаляват страничните аберации в сравнение с **HORIZON PRO**.

Два вида дизайни ще задоволят дори най-взискателните потребители:

ТВЪРД /HARD/	Подходящ за потребители, които вече са носили прогресивни лещи
МЕК /SOFT/	Подходящ за потребители, които за първи път се запознават с прогресивни лещи – плавните преходи осигуряват на потребителя голям комфорт и удобство

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

ATELIER PRO

Висок клас: Изработва се хибриден дизайн с разширена средна зона



ATELIER **PRO**

Предимства:

- Технология, която минимизира ефекта на плуване и намалява аберациите
- Плавен преход между различните визуални зони
- Разширена зона за средно разстояние
- Бърза и безпроблемна адаптация

Дължина на прогресивен коридор	5	6	7	8	9

Минимална височина на центриране	15	16	17	18	19

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

ATELIER Pro				
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 186,00	€ 206,00	€ 226,00	€ 266,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 206,00	€ 226,00	€ 246,00	€ 286,00
PHOTOCHROM	€ 216,00	€ 266,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 296,00	€ 336,00	€ 386,00	€ 456,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 236,00	€ 286,00	€ 316,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH
DIGITECH
OPTIBALANCE
ERGOTECH
CLEANVIEW

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ
Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО
PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

ATELIER PRO е хибриден прогресивен дизайн. Благодарение на новите производствени технологии, ние разполагаме с прогресивна леща, която има по-естествено и по-остро зрение без ограничения на всички разстояния. **ATELIER PRO** е първата прогресивна леща, която уникално контролира размазването. Тя подобрява зрителното възприятие, като позволява на мозъка да игнорира типичните изкривявания на прогресивните лещи.

Поради по-доброто разпределение на астигматизма в рамките на лещата, няма ефект на „плуване".

Цифрово определяне на дължината на прогресивния канал със стъпка 1 мм.

Изработка на пробен прогресив.

PROVIEW

Висок клас: Изработва се хибриден дизайн с разширена средна зона и близка зона



PROVIEW

Предимства:

- Технология, която минимизира ефекта на "плуване" и намалява аберациите
- Плавен преход между различните визуални зони
- Разширена зона за средно разстояние
- Подходящ за работа с дигитални устройства
- Незабавна адаптация

Дължина на прогресивен коридор	4	5	6	7	8	9

Минимална височина на центриране	14	15	16	17	18	19

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

	PROVIEW			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 226,00	€ 246,00	€ 266,00	€ 306,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 246,00	€ 266,00	€ 286,00	€ 326,00
PHOTOCHROM	€ 256,00	€ 306,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 376,00	€ 416,00	€ 456,00	€ 496,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 276,00	€ 316,00	€ 356,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH
DIGITECH
OPTIBALANCE
ERGOTECH
CLEANVIEW
THINTECH

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ
Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО
PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

Proview е революционен прогресивен дизайн. Тази леща предлага най-високо ниво на персонализация, отлични оптични характеристики и оптимизация, с които зоните за гледане са значително разширени, като същевременно се намаляват страничните аберации.

Прогресивната леща **PROVIEW** отчита височината на канала и височината на монтаж, за да оптимизира допълнително зрителното поле. Заедно с изчисляването на диоптричната сила въз основа на индивидуалните параметри на потребителя и променливия инсет, осигуряват оптимална зона за четене.

PROVIEW е най-модерната прогресивна леща на пазара.

Цифрово определяне размера на прогресивния канал със стъпка 1 mm.

Изработка на пробен прогресив.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Основни характеристики

	PROVIEW	ATELIER Pro	EXCELLENCE Pro	HORIZON Pro	PREMIUM Pro
ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ					
Междузенично разстояние	✓	✓	✓	✓	✓
Височина на монтаж	✓	✓	✓	✓	✓
Вертексна дистанция	✓	✓	✓	✓	
Пантоскопичен ъгъл	✓	✓	✓		
Ъгъл на инклинация	✓	✓	✓		
Дигитално определяне на дизайна	✓	✓			
ПРАВИЛА ЗА ЦЕНТРИРАНЕ					
Информация за поръчка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка
Дължина на канала	4 – 9 mm / 1 mm стъпка	5 – 9 mm / 1 mm стъпка	4, 6, 8, 10 mm	4, 6, 8, 10 mm	6, 8, 10 mm
Препоръчителна височина на монтаж	14 – 24 mm	15 – 24 mm	16 – 24 mm	18 – 24 mm	18 – 24 mm
Изместване на близката зона	Индивидуално калкулирана в диапазон 0 - 4 mm	Индивидуално калкулирана в диапазон 0 - 4 mm	Индивидуално калкулирана в диапазон 0 - 4 mm	2,5 mm	2,5 mm
ADD	0.50 до 4.00 Dpt	0.50 до 4.00 Dpt	0.50 до 4.00 Dpt	0.50 до 3.50 Dpt	0.50 до 3.50 Dpt

Производствен диапазон

ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Ø 55 / 65 (кръг или овал)	-10.00 / +9.00	-10.00 / +9.00	-13.00 / +10.00	-15.00 / +14.00
Ø 65 / 70 (кръг или овал)	-10.00 / +9.00	-10.00 / +8.00	-13.00 / +10.00	-14.00 / +8.00
Ø 70 / 75 (кръг или овал)	-10.00 / +7.00	-10.00 / +6.00	-12.00 / +6.00	-9.00 / +5.00
Ø 75 / 80 (кръг или овал)	-7.00 / +4.00	-5.00 / +4.00	-5.00 / +4.00	-7.00 / +4.00
	CYL ≤ 6.00 Dpt Призма < 6.00 Dpt			

ЗАБЕЛЕЖКА:

Оптимизацията подобрява геометрията на лещата и ще получите перфектни лещи по отношение на дебелини и диаметър. Лещите ще бъдат изработени като кръг или овал и децентрирани за по-голяма естетика.

Предоставяне на повече измерени стойности на пациента - пантаскопичен ъгъл, инклинация и др. ще осигури до **20% повече зрение** и по-бърза и лесна адаптация.

ИЗБОР НА ДЪЛЖИНА НА КОРИДОР:

Вертекс дистанция

- по-малка - по-къс коридор
- по-голяма - по-дълъг коридор

Норма - 12mm

Пантоскопичен ъгъл

- по-голям - по-дълъг коридор
- по-малък - по-къс коридор

Норма - 8/14 градуса

Адисион

- Малък - 0,75 - 1,25 - по-дълъг коридор
- Среден - 1,50 - 2,50 - коридор в нормата
- Голям - 2,50 - 4,00 - по-къс коридор

Бюро за продажби с вградена центрираща система

Предимства:

- Прецизно имерване на параметрите за изработка на очила.
- Дигитално центриране на лещите
- Визуализация на различни модели рамки върху лицето на клиента
- Бързо и лесно визуализиране на раличните видове продукти - прогесиви, офис, бифокал и др.
- Нагледна демонстрация на различни материали - Photochrom, Ultrablue и др.
- Директна връзка с офиса на NEXA за оптимизация и поръчка.
- Демонстрация на цветни лещи
- Меню на български език
- Снемане на мерки без допълнителна рамка за клиента

CenterVision Office 360







Kiock - колона за центриране



FAR PD	39.92933	OPTIC X	39.92933
NEAR PD	39.92933	OPTIC Y	39.92933
LPD	39.92933	HTA	39.92933
RPD	39.92933	HRA	39.92933
DBL	39.92933	VCD	39.92933
FRAME WIDTH	39.92933	PT	39.92933
FRAME HEIGHT	39.92933	FA	39.92933





ДИГИТАЛНИ ЛЕЩИ

OFFICE screens

Прогресивен дизайн



OFFICE ***Laptop***

0.80m



OFFICE ***Desktop***

1.50m



OFFICE ***Meeting***

3.50m

Минимална височина на центриране 18

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	OFFICE			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 76,00	€ 96,00	€ 116,00	€ 146,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 86,00	€ 106,00	€ 126,00	€ 156,00

ОПЦИИ

Призма над 3.00 dpt.	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00
Оптимизация	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00	+€ 4,00

ТЕХНОЛОГИИ


MESHTECH

OPTIBALANCE

DIGITECH

OFFICE screens е прогресивна леща, предназначена за потребители, които ежедневно работят пълноценно на компютъра. Тази леща се характеризира с плавен диоптричен преход между средно разстояние и близко разстояние.

На потребителите е осигурено максимално удобство при гледане в работното пространство.



Произвежда се в три дизайна според приоритетната зона на пациента:

OFFICE *Meeting* 3.50м
Тази версия осигурява удобно динамично виждане за потребителите, които прекарват по-голямата част от работното си време в срещи или класни стаи с проектори или големи екрани. Идеална за обучители, ръководители.

OFFICE *Desktop* 1.50м
Специално разработена за дигитални четци. Версия, адаптирана за потребители, които прекарват по-голямата част от времето си на работа в офис среда, използвайки настолни компютри. Най-добрият избор за администраторски профили.

OFFICE *Laptop* 0.80 см
Тази опция е насочена към потребителите, които прекарват по- голямата част от работното си време пред преносими устройства като лаптопи, таблети и смартфони.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

COMPUTER ADD

Дегресивен дизайн за работа с компютър.



COMPUTER ADD

Предимства:

- Широки зони за средно и близко виждане
- Перфектен фокус на близко разстояние
- Намалява симптомите на компютърен зрителен синдром - сухота, парене, замъгляване

Минимална височина на центриране 20

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

ИНДЕКС	COMPUTER ADD			
	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 86,00	€ 116,00	€ 136,00	€ 186,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 96,00	€ 126,00	€ 146,00	€ 196,00

ADD	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
Дегресия	-	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH


OPTIBALANCE

DIGITECH



Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Дегресивен дизайн



COMPUTER ADD - усъвършенстван офис дизай с оптимизирани разширени зони за близко и подобряване на хоризонталното периферно зрение. Гарантиран прецизен фокус при работа върху близки обекти за по-дълъг период от време.

Мекият дизайн позволява на потребителя да изпита подобрен зрителен комфорт при промени на фокуса между близки обекти при използване на компютър, телефон, таблет и други.

Поръчва се със стойности и PD за близко.

RELAX

Еднофокусна леща с добавка за близко.



RELAX

Предимства:

- Спомага за акомодацията при хора, страдащи от Астенопия (уморени очи от продължително взиране на близко разстояние)
- Перфектен фокус на близко разстояние
- Пациенти с Add до 1.00 Dpt
- Лесна адаптация

Минимална височина на центриране	16	Адисион	*Стъпка - през 0,12 Dpt.*	0,25	0,50	0,75	1,00

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	RELAX			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 76,00	€ 106,00	€ 126,00	€ 176,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 86,00	€ 116,00	€ 136,00	€ 186,00
PHOTOCHROM	€ 116,00	€ 156,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 196,00	€ 256,00	€ 296,00	€ 386,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 136,00	€ 166,00	€ 236,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

DIGITECH

THINTECH

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

RELAX - идеалната леща за потребители между **18 и 40 години**, които имат проблеми с умората на очите при фокусиране върху обекти на различни разстояния.

Тя подобрява акомодацията благодарение на лекото добавяне в долната част на лещата, като по този начин намалява умората на очите и главоболието.

Подходящи за ежедневно носене и перфектно зрение за далече и близо.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

ACOMMODA

Еднофокусна леща с добавка за близко.



ACOMMODA

Предимства:

- Спомага за акомодацията при хора, страдащи от Астенопия (уморени очи от продължително взиране на близко разстояние)
- Перфектен фокус на близко разстояние
- Пациенти с Add до 2.00 Dpt
- Лесна адаптация

Минимална височина на центриране	18

Адисион	*Стъпка - през 0,25 Dpt.*	1,25	1,50	1,75	2,00

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

	ACOMMODA			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 86,00	€ 116,00	€ 136,00	€ 186,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 96,00	€ 126,00	€ 146,00	€ 196,00
PHOTOCHROM	€ 126,00	€ 166,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 206,00	€ 266,00	€ 306,00	€ 396,00
POLAR Едноцветно/Преливащо	€ 146,00	€ 176,00	€ 246,00	-

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE** или **IR BLOCK**	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00	+€ 8,00
Огледални покрития (35% - 85%)	+€ 40,00	+€ 40,00	+€ 40,00	-
Оцветяване: Едноцветно / Преливащо	+€ 18,00	+€ 24,00	+€ 34,00	-
Оцветяване: по мостра / биколорно	+€ 24,00	+€ 28,00	+€ 38,00	-
Оптимизация	включено	включено	включено	включено
Transitions **XTRActive POLAR / СИВО**	+€ 100,00	+€ 120,00	+€ 140,00	-

ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

DIGITECH

THINTECH

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

ACOMMODA е идеалната леща за потребители на възраст **40+**, които искат добро зрение за далеч и при четене.

Подходяща е за хора с адиция от +1.25 до +2.00 диоптъра.

Лещата допринася за физическия комфорт на тялото и по-правилна ергономична поза по време на работа.

Осигурява отлично зрение както надалеч, така и наблизо.

Незабележим преход от далече към близко

Подходящи за ежедневно носене.

Myopia menagament

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МИОПИЯ

Миопията е рефракционна грешка. Обикновено се появява между 3 и 16-годишна възраст и има тенденция да се увеличава по време на растежа на детето, като се стабилизира около 18-годишна възраст. Проучванията прогнозират, че половината от световното население – 5 милиарда души – ще бъде миопично до 2050 г., като близо един милиард са изложени на риск от очна патология, свързана с миопия:

2020г.

Миопията засяга почти 30% от световното население.
3% от световното население е засегнато от патологична миопия.

2050г.

Смята се, че миопията засяга 50% от световното население.
Високата степен на миопия ще засегне 10% от световното население.

ЛЕЩИ ЗА ОЧИЛА

Различни видове геометрии (дизайни с дефокус) са изследвани като потенциални средства за контрол на миопията. Възможността за носене на очила за забавяне на прогресията на миопията има доста предимства в сравнение с други стратегии за контрол на миопията: те са лесни за регулиране, добре се приемат и понасят, достъпни са за повечето и са минимално инвазивни.

ХОРИЗОНТАЛЕН ДЕФОКУС

Проучванията водят до мисълта, че има потенциално доминиращ ефект на визуалните сигнали в хоризонталния меридиан спрямо вертикалния:

- По-висока плътност на ретиналните клетки в хоризонталния меридиан.
- По-висока зрителна острота и контрастна чувствителност в хоризонталния меридиан.
- Относителна периферна хиперопия в хоризонталния меридиан (вместо периферна миопия, открита във вертикалния меридиан).

АСИМЕТРИЯ

По-високо ниво на дефокусиране в темпоралната страна. Проучванията водят до заключението, че асиметрията осигурява добри условия за намаляване на прогресията на миопията. Анатомична невронна асиметрия:

- Носната периферна ретина има 300% повече ганглийни клетки и 40-45% по-високи конуси от темпоралната ретина.
- Дисбалансът на замъгляването между очите изисква стимул за бинокулярно сливане
- По-голям растеж на аксиалната дължина се наблюдава при миопични очи с по-силна базова рефракция при 20° от назалната ретина.


ПОЛОЖИТЕЛНО СФЕРИЧНО РАЗФОКУСИРАНЕ

Проучванията показват, че положителното сферично разфокусиране възпрепятства растежа на очите.

МОНИТОРИНГ НА ПРОГРЕСИЯТА НА МИОПИЯТА

Доказано е, че дефокус лещите значително забавят прогресията на миопията в сравнение с по-традиционните лечения. Не можем обаче да гарантираме на пациентите, че нивото им на миопия няма да се увеличи поради влиянието на генетични и екологични фактори. Затова е важно родителите периодично и внимателно да наблюдават прогресията на миопията и да правят всички необходими промени, за да се опитат да ограничат тази прогресия.

ВАЖНО: Обективна рефракция и измерване на аксиалната дължина. Препоръчително е да се наблюдава прогресията на миопията на всеки 6 месеца и лечението да се прекрати след две години отсъствие на прогресия на миопията.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЕФЕКТИВНОСТТА	MyoBalance	HRS / HALT	HRC/DIMS
Технология	Периферен дефокус по хоризонтала (прогресивно стъкло)	HALT (концентрични пръстени от микролещи)	DIMS (медена пита от микросегменти)
Ефективност (Диоптър)	Около 50% - 60% (дългосрочни данни)	До 67% - 71% (при носене над 12ч/ден)	Около 60%
Ефективност (Аксиална дължина)	Забавя растежа на окото с ок. 40% - 50%	Около 60% - 64%	Около 52% - 60%
Зрителна адаптация	Изисква привикване към периферните зони	Бърза адаптация (централна чиста зона)	Бърза адаптация (централна чиста зона)




КОНТРОЛ МИОПИЯ

КОНТРОЛ МИОПИЯ

Дизайн HRS

HAL / Highly Aspherical lenselets/
Дизайн с вградени микролещи



Предимства:

Ефективност
Клиничните проучвания показват, че този дизайн може да забави прогресията на късогледството с над 60% в сравнение със стандартните стъкла, ако се носят постоянно.

Неинвазивност
За разлика от капките с атропин или нощните лещи, това е напълно външен метод чрез стандартна рамка за очила.

Бърза адаптация
Повечето деца свикват с дизайна в рамките на няколко дни, тъй като периферният дефокус е почти незабележим при гледане.

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

ИНДЕКС	КОНТРОЛ МИОПИЯ	
	1.61	Код
Безцветни	€ 90,00	NE36XA00

ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН
Sph. -10.00 / Cyl ≤ 6.00 dpt Призма < 6.00 dpt

ОПЦИИ

Оптимизация	Включено
Гаранции	Увеличение над 0,50 dpt за 12 месеца безплатна смяна с дизайн HRC или MyoBalance
	Гаранция при счупване


ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

CLEANVIEW

Индекс	1,61 MR8
Аббе	42
Кръгове с микролещи	10
Брой микролещи	796
Централна зона	11 mm
Дефокус зона	50 mm
Дефокус	+3.00 - +3.50 dpt

МОНТАЖ





Вместо да коригират зрението само в една точка, тези стъкла използват два паралелни механизма:

Централна зона за ясно зрение: В центъра на стъклото има зона, която коригира късогледството по стандартния начин, фокусирайки светлината точно върху ретината. Това осигурява на детето перфектно зрение надалеч.

Концентрични пръстени от асферични лещи (HAL): Около централната зона са разположени 10 концентрични пръстена, съставени от множество микролещи. Тези лещи създават т.нар. миопичен дефокус – те фокусират част от светлината пред ретината.

Спиране на растежа на окото: При обикновените очила периферната светлина пада зад ретината, което стимулира окото да расте по-дълго (удължаване на аксиалната дължина), за да я достигне. Технологията HAL променя това, като „предупреждава“ окото да спре да се удължава, тъй като фокусът вече е пред ретината.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

КОНТРОЛ МИОПИЯ

Дизайн HRC

DIMS / Defocus Multi Segment



Предимства:

- **Ефективност**
  Проучванията показват забавяне на прогресията на миопията средно с около 60% в сравнение с обикновените стъкла.
- **Неинвазивност**
  Методът е напълно безопасен, не изисква капки или операция и се адаптира лесно от децата.
- **Естетика**
  На външен вид стъклата почти не се различават от стандартните

Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **GREEN**

ИНДЕКС	КОНТРОЛ МИОПИЯ 1.61	Код
Безцветни	€ 90,00	NE36XA00

ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН
Sph. -10.00 / Cyl ≤ 6.00 dpt Призма < 6.00 dpt

ОПЦИИ

Оптимизация	Включено
Гаранции	Увеличение над 0,50 dpt за 12 месеца безплатна смяна с дизайн HRS или MyoBalance
	Гаранция при счупване


ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH

CLEANVIEW

Индекс	1,61 MR8
Аббе	42
Брой микролещи	558
Централна зона	10 mm
Дефокус зона	45 mm
Дефокус	+3.50 - +4.00 dpt

МОНТАЖ



ПРИЛОЖЕНИЯ



Стъклото е разделено на две основни функционални зони:

Централна зона (около 9 мм): Осигурява ясен фокус и пълна корекция на зрението надалеч.

Периферна зона с дефокус: Около центъра са разположени стотици малки сегменти (мини лещи), наподобяващи пчелна пита.


Те създават т.нар. **миопичен дефокус** – образът в периферията се фокусира пред ретината, което подава сигнал на окото да спре да расте на аксиална дължина.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

КОНТРОЛ МИОПИЯ

Дизайн MYOBALANCE

- Дизайн прогресивен с нарастване дефокуса темпорално до 2,50 dpt. и назално до 2,00 dpt.
- Препоръчва се при миопия със стойности над -2,00 dpt.
- Бърза адаптация





Включено покритие по избор

CHROME® BLUE или **CHROME® GREEN**

ИНДЕКС	КОНТРОЛ МИОПИЯ 1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 146,00	€ 176,00	€ 186,00	€ 246,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 176,00	€ 206,00	€ 216,00	€ 276,00
PHOTOCHROM	€ 206,00	€ 226,00	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН	-12.00 / -2.50	-10.00 / -2.50	-17.00 / -2.50	-19.00 / -2.50


Ф 55 - 80 Cyl ≤ 6.00 dpt Призва ≤ 6.00 dpt

ОПЦИИ

Гаранции	Увеличение над 0,50 dpt за 12 месеца безплатна смяна с дизайн HRC или HRS
Оптимизация	Включено


ТЕХНОЛОГИИ

MESHTECH CLEANVIEW



Конвенционални оптични лещи

- Ясно централно зрение само
- Периферен фокус зад ретината
- Стимулират удължаването на окото
- Миопията продължава да прогресира



Лещи за контрол на миопията

- Ясно центрирано зрение поддържано
- Намаляват сигналите на удължаване на окото
- Помагат за забавянето на прогресията на миопията
- Периферен фокус пред ретината или върху нея


Материали и качество

Стъклата се изработват в индекси 1.50, 1.60, 1.67 и 1.74, като всеки по-висок индекс предлага по-тънко, по-леко и по-естетично стъкло, без компромис в оптичната яснота.

Международен патент

Ковчев, А. (2017). Устройство за профилактика и/или лечение на зрителни рефракционни нарушения. Номер WO2017/222421A1

МОНТАЖ




Централна зона за ясно виждане: В центъра на стъклото има голяма зона с пълната корекция на детето/ зоната с син цвят/, която осигурява остро зрение във всички посоки.

Странични контролни зони (Дефокус): От двете страни на центъра (назално и темпорално) са разположени зони, които пречупват светлината така, че тя да се фокусира **пред ретината** в периферията. Това подава сигнал на окото да спре да расте на дължина.

Хоризонтална асиметрия: Дефокусът е разпределен асиметрично, което е съобразено с анатомията и начина, по който очите се движат при четене и работа наблизо.

Свободни зони горе и долу: Тъй като контролните зони са само отстрани, зрението при поглед нагоре или надолу остава по-малко засегнато от дефокусни артефакти, което улеснява адаптацията.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.



БИФОКАЛНИ ЛЕЩИ

BIFO FT28

Двуфокусна леща с видим сегмент



Предимства:

- Бюджетно решение за комбинирани очила за близко и далече
- Комфортни зони
- Лесна адаптация

Минимална височина на центриране: 18 mm


Включено покритие по избор: **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

	BIFO FT28	
ИНДЕКС	1.5	1.6
Безцветни	€ 66,00	€ 86,00
Transitions GEN 8	€ 166,00	-

ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН	1.5	1.6
	-8.00 / +6.00	-10.00 / +9.00
	Ф55 - Ф70 Cyl < 6.00 dpt Add до 4.00 dpt	



ОПЦИИ		
Покритие **CHROME® DRIVE**	€ 8,00	€ 8,00
Оцветяване Едноцветно/Преливащо	€ 18,00	€ 24,00
Оптимизация	включено	включено



ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ


Междузенично разстояние за близо	✓
ОС височина	✓

- Комбинирани лещи с две ясни зони за далече и близо, при които пациента се адаптира бързо.
- Видим сегмент за диоптричната стойност за близо.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

INVIS

Двуфокусна леща с невидим сегмент



Предимства:

- Невидима разделителна линия между сегментите за близко и далече
- Дизайн с по-добра естетика за традиционния потребител на бифокал
- Широка зона за близко

Минимална височина на центриране 20 mm

Включено покритие по избор **CHROME® BLUE** или **CHROME® GREEN**

БИФОКАЛНА ЛЕЩА INVIS	25 mm / 30 mm			
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.67	1.74
Безцветни	€ 86,00	€ 116,00	€ 136,00	€ 186,00
Безцветни ULTRABLUE 420 UV	€ 106,00	€ 136,00	€ 156,00	€ 216,00
PHOTOCHROM	€ 126,00	€ 156,00	-	-
TRANSITIONS Gen S / XTRActive Gen 2	€ 216,00	€ 276,00	€ 316,00	€ 396,00

ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН

INVIS			
10.00 / +9.00	-10.00 / +9.00	-13.00 / +10.00	-15.00 / +14.00

Ф55 - Ф80 Cyl < 6.00 dpt Призма < 6.00 dpt. Add до 3.50 dpt

ОПЦИИ

Покритие **CHROME® DRIVE**	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Оптимизация	включено	включено	включено	включено

Transitions **Gen S** - 8 ЦВЯТА / СЕРВИЗ

Transitions **XTRActive** - СИВО / КАФЯВО

PHOTOCHROM - СИВО / КАФЯВО

ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ

Междузенично разстояние за далече	✓
Височина зеница	✓

- Комбинирани лещи с две ясни зони за далече и близо, при които пациента адаптира лесно.
- Широка зона за дейности на близко и четене.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.


Оборудване за оптика - работилница

Машини за обработка на лещи

Huvitz

Професионална обработваща машина
Huvitz HPE-990 PRO









Професионална обработваща машина
Huvitz HPE-410 TR





Професионална обработваща машина
Huvitz HPE-910 XX











МИНЕРАЛНИ ЛЕЩИ

МИНЕРАЛНИ ЛЕЩИ

МОНО

Еднофокусна минерална леща Free Form



Предимства:

- По-ясно виждане и минимално изкривяване на цветовете
- Висока устойчивост на надраскване
- Устойчивост на високи температури, химикали и козметични продукти

Включено покритие	**HMC®**				
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Безцветни	€ 86,00	€ 106,00	€ 176,00	€ 206,00	€ 376,00
PHOTOCHROM	€ 116,00	€ 146,00	-	-	-

МИНЕРАЛНИ ЛЕЩИ

БИФОКАЛ

Двуфокусна минерална леща



Предимства:

- Две широки зони за далече и близо

Включено покритие	**HMC®**
ИНДЕКС	1.5
Безцветни	€ 116,00
PHOTOCHROM	€ 206,00

- Минералните лещи имат по-широк диапазон на индекс, което позволява лещите с по-високи диоптрични стойности да бъдат по-тънки и естетични.
- Поради своята твърдост и стабилност, лещите запазват оптичните си свойства за много по-дълъг период от време.

Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

MAGIC Pro

Прогресивна минерална леща



Предимства:

- По-ясно виждане
- Висока устойчивост на надраскване
- Устойчивост на високи температури и химикали
- Три широки зони

Дължина на прогресивен коридор	6	7	8	9

Минимална височина на центриране	16	17	18	19

Включено покритие	HMC®				
ИНДЕКС	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Безцветни	€ 126,00	€ 176,00	€ 226,00	€ 306,00	€ 406,00
PHOTOCHROM	€ 166,00	€ 216,00	-	-	-

Основни характеристики

	MAGIC Pro
ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ	
Междузенично разстояние	✓
Височина на монтаж	✓
Вертексна дистанция	✓
Пантоскопичен ъгъл	✓
Ъгъл на инклинация	
ПРАВИЛА ЗА ЦЕНТРИРАНЕ	
Информация за поръчка	Sph / Cyl / A / Add Рефракция за далече + добавка
Изместване на близката зона	2,5 mm
ADD	0.50 до 3.50 Dpt

- Прогресивните минерални лещи **MAGIC Pro** осигуряват по-ясно виждане на трите зони - далеч, средно и близо.
- Максимално разширени зони без напрежение поради високото им число на **Abbe**, което означава по-мека цветова дисперсия.



Цената е за 1 бр. леща с ДДС.

Диоптромери


Huvitz



Диоптомер
HLM-9000



Измерване с
86 точки



Измерване BlueCut -
420 - 450 nm

Диоптомер
HLM-1



Измерване прогресив с един
"клик"




Измерване контактни лещи



Диоптомер
HLM-7000P






Измерване UV



Измерване контактни лещи

СЕРВИЗ



Покрития

NEXA



CHROME® GREEN

Шестслойно антирефлексно покритие

Твърд слой	✓	Хидрофобно	✓
Остатъчен рефлекс	Зелен	Олеофобно	✓
Антистатично	✓	Защита от синя светлина	–
Прозрачност	99,6	Шофиране	–



CHROME® BLUE

Шестслойно антирефлексно покритие


Твърд слой	✓	Хидрофобно	✓
Остатъчен рефлекс	Синьо	Олеофобно	✓
Антистатично	✓	Защита от синя светлина	✓
Прозрачност	99,8	Шофиране	–



CHROME® DRIVE

Седемслойно антирефлексно покритие

Твърд слой	✓	Хидрофобно	✓
Остатъчен рефлекс	Лилаво/Синьо	Олеофобно	✓
Антистатично	✓	Защита от синя светлина	✓
Прозрачност	99,5	Шофиране	✓



CHROME® IR BLOCK

Шестслойно антирефлексно покритие


Твърд слой	✓	Хидрофобно	✓
Остатъчен рефлекс	Оранжево/ св. лилаво	Олеофобно	✓
Антистатично	✓	Защита от синя светлина	✓
Прозрачност	99,7	Шофиране	–

Покрития

ОГЛЕДАЛНИ ПОКРИТИЯ



Сребърно огледално покритие	Златно огледално покритие	Зелено огледално покритие	Синьо огледално покритие	Розово огледално покритие
85%	85%	85%	85%	85%



Сребърно огледално покритие	Златно огледално покритие	Зелено огледално покритие	Синьо огледално покритие	Розово огледално покритие
35%	35%	35%	35%	35%

		1.50	1.60	1.67
Огледално	35% - 85%	✓	✓	✓
Сребърно	35% - 85%	✓	✓	✓
Златно	35% - 85%	✓	✓	✓
Зелено	35% - 85%	✓	✓	✓
Синьо	35% - 85%	✓	✓	✓
Розово	35% - 85%	✓	✓	✓

Материали използвани в NEXA

NEXA

Transitions Gen S

Transitions Gen S най-ново поколение фотосоларни лещи с ултрабърза скорост до ниво слънчеви очила (Категория 3). Връщат се към прозрачност за по-малко от 2 минути без остатъчна стойност, това е с 40% по бързо от предишното поколение Transitions Gen 8. Блокират 100% от UVA и UVB.

Не потъмнява зад стъклото на автомобила



Рубин



Сапфир



Аметист



Емералд



Зелено



Амбер



Сиво



Кафяво

	Рубин	Сапфир	Аметист	Емералд	Зелено	Амбер	Сиво	Кафяво
1.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.74							✓	✓

Transitions XTRACTIVE® NEW GENERATION

Transitions XTRActive New G най-ново поколение фотосоларни лещи с ултрабърза скорост до ниво слънчеви очила (Категория 3). Връщат се към прозрачност за по малко от 2 минути с 5 % остатъчна стойност, това е с 40% по бързо от предишното поколение Transitions XTRActive Gen.
Блокират 100% от UVA и UVB.

Потъмняват зад стъклото на автомобила



Сиво



Кафяво

	Сиво	Кафяво	POLAR
1.5	✓	✓	✓
1.6	✓	✓	✓
1.67	✓	✓	✓

Transitions XTRACTIVE® POLARIZED™

Transitions XTRActive Polaraized най-ново поколение фотосоларни лещи с ултрабърза скорост до ниво слънчеви очила (Категория 3). Елиминират заслепяващите отблясъци, Подходящи за шофиране, спорт в планината, риболов и дейности на открито.
Блокират 100% от UVA и UVB.

Потъмняват зад стъклото на автомобила



Сиво



Материали




ЕДНОЦВЕТНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ


Достъпна в индекси 1.5, 1.6, 1.67



Кафяво
85%



Зелено
85%



Сиво
85%

ПРЕЛИВАЩА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Достъпна само в индекс 1.50



Кафяво
85% - 0%



Зелено
85% - 0%



Сиво
85% - 0%

PHOTOCHROME




Q - ACTIVE - ВИНАГИ ПЕРФЕКТНО ЗРЕНИЕ, НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

Оцветяване


ЕДНОЦВЕТНО



Кафяво 15%	Кафяво 25%	Кафяво 50%	Кафяво 75%	Кафяво 85%	Кафяво 95%



Зелено G15 15%	Зелено G15 25%	Зелено G15 50%	Зелено G15 75%	Зелено G15 85%	Зелено G15 95%



Сиво 15%	Сиво 25%	Сиво 50%	Сиво 75%	Сиво 85%	Сиво 95%

ПРЕЛИВАЩО



Кафяво
15% - 0%
25% - 0%
50% - 0%
75% - 0%
85% - 0%
95% - 0%




Зелено
15% - 0%
25% - 0%
50% - 0%
75% - 0%
85% - 0%
95% - 0%





Сиво
15% - 0%
25% - 0%
50% - 0%
75% - 0%
85% - 0%
95% - 0%


	1.5	1.6	1.67
Едноцветно и преливащо	✓	✓	✓
Антирефлекс задна страна	€ 8,00	€ 10,00	€ 12,00


Модерно оцветяване и по мостра















БИКОЛОРНО ОЦВЕТЯВАНЕ














Монтажи

МОНТАЖИ РАБОТИЛНИЦА

	NEXA	Други
Цяла рамка	€ 2,50	€ 5,00
Корда	€ 4,00	€ 8,00
Глазант	€ 10,00	€ 20,00
Промяна на форма	€ 4,00	€ 10,00





ДИСТАНЦИОННА ПОРЪЧКА В ПЛАТФОРМА

- Директен трансфер на данни: елиминира риска от човешка грешка при поръчка по телефон.
- Платформата автоматично изчислява дебелината и базовата кривина на лещата по зададените параметри на рамка - централна и периферна дебелина.
- Можете да моделирате периферната дебелина на лещата за корди над 1.3 мм при малки плюсови диоптрични стойности.
- Визуализация в 3D на дебелината в изрязан вид по формата на рамката. Автоматичната проверка за съвместимост предотвратява поръчката на невъзможни за изработка комбинации.
- Възможност за изрязване на лещите и получаването им от оптичния магазин в готов вид за монтаж на рамката.
- Спестява време и средства по транспортни разходи на рамки.
- Възможност за изрязване на лещите по рамка
- Получаване
- Подобрява естетиката на очилата като готов продукт.

Можете да влезете в NEXA от тук:

Платформа


Нова поръчка
Кошница за поръчки
Преглед
Login: NEXA017
Нова поръчка Дистанционна изработка
Основни данни
ПОДРОБНОСТИ
Продуктова категория
Продукт
Рефракция
Форма и Геометрия
Order Details
Тип поръчка
Стандартен
Дистанционна изработка
Изпратена рамка
Обща поръчка
Референтен номер
Референтен номер
Забележка
Потребител Информация
Продължете към подробностите


Нова поръчка
Кошница за поръчки
Преглед
Login: NEXA017
49.4
36.4
49.4
36.4
ДЯСНА ЛЕЩА
ЛЯВА ЛЕЩА
Леща
Тип леща
ATELIER Pro. 1.60
Диаметър
58
Оптимизиран
Да
Централна дебелина
Геометричен
2.7
Оптичен
2.7
Периферна дебелина
Минимален
1.4
Максимален
2.1
Максимален
2.0
Геометрия
Базова кривина
4.25
Тегло
4.3
4.2
Изчисление
Lens comparison
Нулиране на поръчката
Запазване на чернова
Запазване на поръчка

Гаранции

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Заявки за складови лещи се приемат от 9.00 до 18.00 ч. от понеделник до петък. Събота от 10.00 до 14.00 ч.
- Поръчки на складови стъкла, направени след 16.30 ч. се изпращат на следващия работен ден.
- Поръчкови Rx лещи се доставят до 6 работни дни, считано от следващия работен ден след потвърдена заявка.
- Отказ от направена поръчка до 1 час.
- При изработка в работилница NEXA - допълнително един работен ден.
- При оцветяване или огледално покритие - допълнително 3 дни за доставка.
- Транспортните разходи над € 25 с включено ДДС до оптическия магазин са за сметка на NEXA Lens.

ГАРАНЦИИ ЗА АДАПТАЦИЯ

- До 20 дни потребителят не се е адаптирал към корекционните лещи, може да предяви рекламация. В компенсация ще получи 2 чифта еднофокусни лещи.
- Задължително условие е нов оптичен преглед и потвърждаване на диоптричните стойности.
- Не се приема рекламация при разминаване на диоптричните стойности, при неправилно поръчан продукт или грешен монтаж.

РЕКЛАМАЦИИ


- Гаранционен срок на Rx лещи NEXA е 24 месеца от датата на производство.
- Всеки чифт лещи Rx има гаранционна карта и инструкция за експлоатация.
- Гаранциите покриват само производствени дефекти.
- Не се приемат рекламации заради неправилен монтаж, механично увреждане, третиране с химични съединения като лак за коса, парфюми, ацетон и др.
- Не се приемат рекламации, когато лещите са третирани температурно над 40 градуса - оставени в кола, готвене на пара, сауна и др.
- Всички RX лещи имат финално покритие с магнезий за защита срещу приплъзване при изработка. Почистване с мека хартия след монтажа в рамката.


ПРОБЕН ПРОГРЕСИВ - ДИЗАЙН ATELIER / PROVIEW


- Изработваме пробен прогресив без твърдо покритие и антирефлекс - цена за оптически магазин - € 18 с включено ДДС.
- След адапрацията на клиента изработваме стандартен прогресив със спазени всички параметри- дължина на канала, диоптрични стойности и т.н.

Всички RX лещи са произведени в EU и притежават сертификат за качество ISO-9001.

Схема на центриране - Прогресивни лещи













Схема на центриране - Дигитални лещи












Схема на центриране - Контрол миопия лещи









Схема на центриране - Бифокални лещи



ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОПТИКА И ОФТАЛМОЛОГИЯ

ПРЕЦИЗНОСТ | НАДЕЖДНОСТ | ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ | ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ





NEXA

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

0898 608 608

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък
9:00 - 18:00

събота
10:00 - 14:00

ЗА ПОРЪЧКИ

0879 071 888
0879 072 888
0879 073 888

Изработка
6 - 8
работни дни

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

0879 074 888

ОФИС И СКЛАД

Пловдив
ул. "Свети Иван Рилски" 24

www.optomedical.eu

NEXA
Произведени в EU
Запазена марка на
Optomedical Ltd. Bulgaria